

CAL-6000

Línea de análisis
celular de hematología
que potencia su laboratorio



- Hemograma con 80 µl de muestra.
- Combinación de dos contadores hematológicos BC-6000 o BC-6200.
- Velocidad: 220 test/hora.
- Diferencial leucocitario de 6 partes.
- NRBC en todos los hemogramas.
- Repetición y test re-eyes automáticos.
- Análisis de líquidos biológicos sin costos adicionales.
- Software labXpert: su aliado en la gestión de resultados.
- Comparación interlaboratorial en tiempo real.





QC

Grupo par


El control de calidad interno se compara en tiempo real con el de otros autoanalizadores Mindray.



BODY FLUID

Fluidos biológicos

Automatización y estandarización del análisis de líquidos cefalorraquídeo, pleural, peritoneal y sinovial.



FRACCIONES DE MADUREZ

Fluidos biológicos


Automatización y estandarización del análisis de líquidos cefalorraquídeo, pleural, peritoneal y sinovial.



PLT-O

Plaquetas ópticas

Recuento por uorescencia, sin interferencias por microcitos u otros elementos. Manejo eficiente de las trombocitopenias.



WBC

Confirmación de leucitopenias

Recuento triplicado asegurando resultados precisos sin costos adicionales.



RERUN & REFLEX

Reexaminación y test reflejo automático

Si los resultados activan reglas preestablecidas, la muestra retrocede automáticamente para una repetición o un test re-ej.



STAT

Compartimiento STAT

Muestreo cerrado, mayor protección contra riesgos biológicos.



3D

Tecnología SF Cube

Análisis celular 3D. Especificidad superior en la discriminación celular y detección de anomalías.



BC-6000 / BC-6200

Contadores hematológicos high end


Fluorescencia y dispersión láser. Hemogramas más exactos con 80 μ l de muestra.



SOFTWARE

Aliado en el manejo de resultados

La actividad de ambos equipos se gestiona desde una única computadora. Reglas de reexaminación y autovalidación. Transmisión a LIS.



6 diff

6 poblaciones leucocitarias

Contaje de elementos inmaduros.

Dimensiones

Ancho: 1600 mm
Profundidad: 1200 mm
Altura: 800 mm
Peso: 373 kg