

Boditech iChroma™ II

Sistema portátil de
inmunoensayo
por fluorescencia (FIA)



**Sistema de inmunoensayo por quimioluminiscencia (CLIA)
totalmente automático. Rendimiento potente y diseño compacto.
Compatible con hospitales y laboratorios pequeños y medianos.**



- Fluorescencia de alta resolución.
- Rendimiento: hasta 30 test/hora.
- Pantalla táctil.
- Temporizador para modo multi-prueba.
- Kits de 25 determinaciones en
empaques individuales.
- Resultados impresos y con transmisión a LIS.



**Impresora térmica
integrada**



**Cronómetros
incorporados**



**Chequeo de sistema y
QC integrados**



**Opera con batería o
energía eléctrica**

Dimensiones

L 220 mm x A 276 mm x H 91 mm

Peso

1.3 kgs

Memoria

1,000 resultados de pacientes
1,000 resultados de QC

PERFIL	PARÁMETRO	MUESTRA	TIEMPO DE REACCIÓN (MINUTOS)
INFECCIOSO	Dengue IgG/IgM	SC, S, P	12
	Dengue NS1	SC, S, P	12
	Influenza A+B	HN	10
	RSV (virus respiratorio sincitial)	HN	10
	Rota	H	12
	Rota+Adeno	H	12
	Noro	H	12
	Strep A	HN	5
	ASO	S, P	12
	PCR	SC, S, P	3
	Procalcitonina	SC, S, P	12
	Procalcitonina Plus	SC, S, P	12
	H. Pylori	H	12
	COVID-19 Ab	SC, S, P	10
	COVID-19 Antígeno	HN	12
	Interleuquina-6 (IL-6)	SC, S, P	12
	HBsAg	SC, S, P	12
	Anti-HBs	SC, S, P	15
	Anti-HCV	SC, S, P	12
	HIV	S	15
	TORC IgG	S, P	-
	TORC IgM	S, P	-
	Toxoplasma IgG/IgM	S, P	12
	Zika IgG/IgM	SC, S, P	12
	Influenza A+B/RSV	HN	10
	Syphilis	SC, S, P	12
	IGRA-Tuberculosis	P	15
CARDÍACO	Tn-I	S, P	12
	Tn-I Plus	SC, S, P	12
	CK-MB	SC, S, P	12
	Dímero-D	SC, P	12
	NT-proBNP	SC, P	12
	Mioglobina	SC, S, P	12
	hsCRP	SC, S, P	3
	Triple Cardiac (Tn-I, CK-MB, Mioglobina)	SC, S, P	12
DIABETES	ST2 (supresor de tumorigenicidad 2)	SC, S, P	12
	HbA1c	SC	12
RENAL	Cistatina C	S, P	10
	Microalbúmina	O	12
MARCADORES TUMORALES	PSA	SC, S, P	15
	AFP	S, P	15
	CEA	S, P	12
	iFOB Neo (sangre oculta fecal)	H	10
	CA 15-3	S, P	-
	CA 125	S, P	-
	CA 19.9	S, P	-
AUTOINMUNIDAD	Cyfra 21-1	S, P	-
	Anti-CCP plus	SC, S, P	12
	IgE	SC, S, P	12
	RF IgM	SC, S, P	5
HORMONAL	TSH	S, P	15
	T3	S, P	16
	T4	S, P	16
	FSH	S, P	15
	LH	S, P	15
	PRL	S, P	10
	Progesterona	S, P	15
	βhCG	SC, S, P	15
	Cortisol	SC, S, P	10
	Testosterona	SC, S, P	15
	AMH (hormona antimulleriana)	S, P	12
ÓSEO	Vitamina D	S, P	28
ANEMIA	Ferritina	S, P	10
INFLAMACIÓN INTESTINAL	Calprotectina	H	10
	iFOB/Calprotectina Combo	H	10
DROGAS TERAPÉUTICAS	Infliximab	-	-
	Antiinfluximab	-	-

- Disponible
- En desarrollo
- Próximamente