

MAGLUMI X3

Ahorre espacio
sin compromisos



**Sistema de inmunoensayo por quimioluminiscencia (CLIA)
totalmente automático. Rendimiento potente y diseño compacto.
Compatible con hospitales y laboratorios pequeños y medianos.**

- Rendimiento de hasta 200 test/horas.
- La moderna tecnología de lavado inteligente y medición de control de temperatura bidireccional, garantiza resultados preciosos y fiables.
- Luz indicadora del estado del reactivo, de la muestra y de los consumibles en el analizador, puede visualizarse a distancia sin necesidad de acercarse al monitor.
- Carga y descarga de reactivos y muestras sin esperar ni interrumpir los ensayos: 72 posiciones de muestra y 20 de reactivos.
- El vaso de reacción único evita la contaminación lumínica y aumenta la utilización de la cubeta. Su empaquetado integrado evita que se atasque.
- Posee el más amplio menú de pruebas CLIA automatizados del mundo.

Tiroides

TSH
T4
T3
FT4
FT3
TG
TGA
Anti-TPO
TRAb
TMA
RevT3
***T-Uptake**

Marcadores Cardíacos

CK-MB
Troponina I
Mioglobina
hs-cTnI
H-FABP
NT-proBNP
Aldosterona
Angiotensina I
(act. de renina)
Angiotensina II
Renina directa
Dimero-D
LP-PLA2
BNP
***MPO**

Fertilidad

FSH
LH
HCG/ β -HCG
PRL
Estradiol
Testosterona
Testosterona Libre
DHEA-S
Progesterona
Estriol Libre
17-OH Progesterona
AMH
Androtenediona
SHBG
***PIGF**
***sFlt-1**

Metabolismo Óseo

Calcitonina
Osteocalcina
25-OH Vitamina D
PTH Intacta
*** β -CrossLaps**
***P1NP Total**

Marcadores Tumorales

AFP
CEA
PSA Total
PSA Libre
CA 125
CA 15-3
CA 19-9
CA 50
CA 242
CA 72-4
PAP
CYFRA21-1
NSE
S-100
SCCA
TPA-snibe
Pepsinógeno I
Pepsinógeno II
H.Pylori IgG
H.Pylori IgA
H.Pylori IgM
Gastrina-17
ProGRP
HE4
HER-2
***PIVKA-II**

Metabolismo de Glúcidos

Insulina
Peptido-C
ProInsulina
ICA
IAA (Anti Insulina)
Anti-IA2
GAD 65

Fibrosis Hepática

Ác. Hialurónico
PIIP N-P
Colágeno IV
Laminina
Coliglicina

Inmunoglobulinas

IgE
IgM
IgG (suero / orina)
IgA (suero / orina)

Adrenal

Cortisol
ACTH

Monitoreo de Inflamación

hs-PCR
PCT
IL-6
SAA (Amiloide A)

Enfermedades Infecciosas

Anti HAV
HAV IgM
HBsAg
Anti-HBs
HBeAg
Anti-HBe
Anti-HBc
Anti-HCv
Si lis
Chagas
HIV Ab/Ag combi
HTLV I+II
***Anti-HBc IgM**

COVID-19

Anti SARS-CoV-2 S-RBD IgG
Anti SARS-COV-2 IgM
Anti SARS-COV-2 IgG
SARS-CoV-2 Ag
IL-6
hs-PCR
PCT
Dimero-D
Ferritina

Anemia

Ferritina
Ác. Fólico
Vitamina B12
***RBC Folato**

Función Renal

β 2-MG
Albúmina / MALB
***NGAL**

TORCH

Toxo IgG
Toxo IgM
Rubeola IgG
Rubeola IgM
CMV IgG
CMV IgM
HSV-1/2 IgG
HSV-1/2 IgM
HSV-2 IgG
***HSV-2 IgM**
***HSV-1 IgG**
***HSV-1 IgM**

EBV

EBV EA IgG
EBV EA IgA
EBV VCA IgG
EBV VCA IgM
EBV VCA IgA
EBV NA IgG
EBV NA IgA

Screening Prenatal

AFP (Screening Prenatal)
 β -HCG Libre
PAP-A

Monitoreo de Drogas

Digoxina
Ciclosporina A / SCA
Tacrolimus / FK 506

Crecimiento

GH
IGF-1
IGFBP-3

Autoinmunidad

Anti-CCP
(Péptidos citrulinados)
Anti-dsDNA IgG
ANA Screen
ENA Screen
Anti-Sm IgG
Anti-Rib-P IgG
Anti-Scl-70 IgG
Anti-Centrómeros IgG

Anti-Jo-1 IgG
Anti-M2-3E IgG (AMA-M2)
Anti-Histonas IgG
Anti-Nrnp/Sm IgG
Anti-SS-B IgG (Anti-La)
Anti-SS-A IgG (Anti-Ro)
***Anti-cardiolipina IgG**
***Anti-cardiolipina IgM**
***Anti-MPO**

- Disponible
- Próximamente
- Kits en desarrollo (*)