

# ABL80

## FLEX

Analizador de  
Gases en Sangre

**Compacto y fiable, gasometría  
de calidad garantizada.**

pH | pCO<sub>2</sub> | pO<sub>2</sub> | Hct | cK<sup>+</sup> | cNa<sup>+</sup>  
cCa<sup>2+</sup> | cCl<sup>-</sup> | cLac

### Compacto y fiable

La versión BASIC del analizador **ABL80 FLEX** es la opción idónea para realizar medidas de gases en sangre, electrolitos y lactato con bajo coste.

### Diferencia en calidad

Poco volumen de muestra, portabilidad, arranque veloz, rápidos resultados y total conectividad, son las pequeñas cosas del BASIC que marcan una gran diferencia en el trabajo diario.



### Modo reposo

Su modo reposo permite el ahorro de consumibles mientras mantiene el analizador preparado para una próxima muestra.



# LO BÁSICO EN GASOMETRÍA DE CALIDAD

## Pequeño y con máxima flexibilidad

- Variedad de paneles de parámetros.
- Portátil, a mano o en un carrito.
- Totalmente operativo en batería.

## Rápidos resultados y alta calidad analítica

- Resultados en menos de 100 segundos.
- Sólo 70 µL de muestra para todos los parámetros.

## Manejo y mantenimiento sencillos

- Análisis de muestras sencillos de realizar.
- Arranque en solo 5 minutos tras el recambio de consumibles.
- Consumibles con una vida en uso de hasta 60 días.
- Pasos sencillos para cambiar los consumibles multi-test.
- Registro automático de los datos de los consumibles.

## Modo reposo

- Facilidad para entrar y salir de reposo.
- Opción de programar el uso del modo reposo.

## Mayor seguridad para el paciente

- Facilidad para escanear las ID de muestras y usuarios.
- Menor riesgo de errores en la introducción de datos.

## Conectividad con LIS/HIS/CIS/DMS

- Captura total de datos de los resultados mediante sincronización bidireccional continua.
- Monitorización remota en tiempo real de analizadores descentralizados.