

Jeringa Heparinizada

Nuevas Jeringas para
Análisis de Gases en Sangre



Es un **extractor de sangre arterial** para el análisis de pH, gases de sangre, electrolitos y metabolitos. De un solo uso.

Volumen de muestra: 2ml.

Presentación: Caja por 350 unidades.

Contenido individual: Un extractor heparinizado y un tapón para sellado. Sin aguja.

Método de esterilización: Óxido de etileno.

Entrega **inmediata**.

ELIMINÁ ERRORES DE DILUCIÓN DE LA MUESTRA CON NUESTRA JERINGA HEPARINIZADA

Usar heparina líquida como anticoagulante provoca diluciones en las muestras de sangre arterial. Aún una pequeña dilución induce a diferencias en los resultados de gases.

La jeringa **SET Bloodgas 2ml** está pre-heparinizada con aproximadamente 80 UI de heparina, equilibrada electrolíticamente; la cual se encuentra en un disco de papel que facilita la homogenización manual de la muestra, ayudando a prevenir coágulos y errores.

El extractor **SET Bloodgas 2ml** tiene el cono tipo Luer estándar y puede utilizarse para la extracción de muestras desde vías (por ejemplo, para llave de 3 vías).

Las jeringas se suministran en envase unitario estéril, con un tapón para facilitar su almacenamiento en condiciones anaeróbicas y su transporte. No contiene Latex.